

MACHEREY-NAGEL

Виалы и крышки

Хроматография



Расходные материалы для СТС

- CTC GC PAL
- CTC Combi PAL



MACHEREY-NAGEL






www.mn-net.com









Расходные материалы для CTC GC PAL (и идентично устроенных автоматических пробоотборников)

Вials с обжимным горлом и крышки N 8

Вials с обжимным горлом N 8 (упаковка из 100)

				
70286	70282	70212.1	702002	702003
0.2 мл	0.3 мл	0.6 мл	0.7 мл	0.7 мл
5.5 x 31.5 мм	5.5 x 31.5 мм	7 x 40 мм	7 x 40 мм	7 x 40 мм
прозрачный, коническая	прозрачный, круглое дно	янтарный, коническая	прозрачный, плоское дно	янтарный, плоское дно

Обжимная алюминиевая крышка N 8, серебряная, центральное отверстие, с прокладкой, в сборе (упаковка из 100)

702025			Красная резина / Бесцветный ФЭП	1.0 мм
70289			Белый силикон / красный ПТФЭ	1.0 мм
702878			Красный ПТФЭ / Белый силикон / красный ПТФЭ	1.0 мм

Обжимные инструменты для вials N 8 (в упаковке 1 шт)

735126	Ручной кримпер (стандартный) для 8 мм алюминиевых обжимных крышек
735408	Ручной декаппер (стандартный) для 8 мм алюминиевых обжимных крышек
735208	Ручной эргономичный кримпер для 8 мм алюминиевых обжимных крышек





Вials с обжимным горлом, вставки и крышки N 11

Вials с обжимным горлом N 11 (упаковка из 100 шт)

								
70201HP	70201HP.2	702885	702892	702888	702891	702014	702134	702334
1.5 мл		1.5 мл		1.1 мл	0.2 мл		0.2 мл	
11.6 x 32 мм		11.6 x 32 мм		11.6 x 32 мм	11.6 x 32 мм		11.6 x 32 мм	
прозрачный / янтарный		прозрачный / янтарный		прозрачный	прозрачный / янтарный		Прозрачный ПП / янтарный	
Плоское дно		Плоское дно, этикетка + шкала		15 мкл воронка в нижней стеклянной части	со встроенной вставкой 0.2 мл		со встроенной вставкой 0.2 мл	

Обжимная алюминиевая крышка N 11, серебряная, центральное отверстие с прокладкой, в сборе (упаковка из 100 шт)

702879			Белый силикон / красный ПТФЭ	1.0 мм
--------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	--------

Расходные материалы для CTC GC PAL (и идентично устроенных автоматических пробоотборников)

Вials с винтовым горлом, вставки и крышки N 9

По аналогии с вышеупомянутыми видами виал с обжимным горлом N 11 Вы также можете альтернативно использовать эквивалентные виалы с винтовым горлом N 9 (см. картинки и Ссылки произ-ля, как показано ниже, технические данные, как показано ранее)



702282 702293 702283 702284 702006 702007 702008 702135 702335

Вставки для виал с обжимным горлом N 11 или виал с винтовым горлом N 9 (упаковка из 100)

	702813	0.2 мл, 6 x 31 мм, коническая, наконечник 15 мм	Силианизир.: 702077
	702716	0.25 мл, 6 x 31 мм, коническая, наконечник 12 мм	
	702818	0.1 мл, 5.7 x 29 мм, коническая, с пластмассовой пружиной	Силианизир.: 702818.1
	702825	0.3 мл, 6 x 31 мм, плоское дно	

Винтовая крышка N 9, магнитная, серебряная, центральное отверстие и прокладка, в сборе (упаковка из 100 шт)

702155*		Белый силикон / красный ПТФЭ	1.0 мм
---------	--	------------------------------	--------

*: по запросу мы также производим магнитные крышки с другими материалами для прокладок

Обжимные инструменты N 11, ручные, стандартные (в упаковке 1 шт) Обжимные инструменты N 20, ручные, стандартные (в упаковке 1 шт)

735111	Ручной кримпер (стандартный) для 11 мм алюминиевых обжимных крышек	эквивалент в N 20: 735120	
735911	Ручной декаппер (стандартный) для 11 мм алюминиевых обжимных крышек	эквивалент в N 20: 735920	

Обжимные инструменты N 11, ручные, эргономичный (в упаковке 1шт) Обжимные инструменты N 20, ручные, эргономичный (в упаковке 1 шт)

735211	Ручной эргономичный кримпер для 11 мм алюминиевых обжимных крышек	эквивалент в N 20: 735220	
735311	Ручной эргономичный декаппер для 11 мм алюминиевых обжимных крышек	эквивалент в N 20: 735320	

Мощный электрический обжимной инструмент N 11 и N 20, со сменными обжимными и разжимными головками (в упаковке 1 шт)

735700	Мощный электрический обжимной инструмент с блоком питания		
735711	Обжимная головка для обжимных крышек 11 мм	эквивалент в N 20: 735720	
735811	Разжимная головка для обжимных крышек 11 мм	эквивалент в N 20: 735820	
735501	Поставка для электрических обжимных инструментов		

Контейнер для виал с обжимным горлом N 11 или виал с винтовым горлом N 9 (упаковка из 1шт)

702514	Синий контейнер на 81 ячейку, для всех виал размером 11.6 x 130 x 32 мм, с плоским дном, кодированный, с прозрачной крышкой (пригоден для морозильников)	
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Штатив для виал с обжимным горлом N 11 или виал с винтовым горлом N 9 (упаковка из 1шт)

702502	Синий полипропиленовый штатив на 50 ячеек, для все виал 11.6 x 32 мм, с плоским дном, размером 190 x 100 x 22 мм, штабелируемый	
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Расходные материалы для CTC GC PAL

(и идентично устроенных автоматических пробоотборников)

■ Виалы с винтовым горлом и винтовые крышки N 18




■ Виалы с обжимным горлом и обжимные крышки N 20



702866 (100/ПП коробка)	702826 / 702826.2 (100/ПП коробка)	702924 (100/ПП коробка)	702263 / 702263.2 (100/ПП коробка)
10 мл	20 мл	10 мл	20 мл
22.5 x 46 мм	22.5 x 75.5 мм	22.5 x 46 мм	22.5 x 75.5 мм
прозрачный, скругленное дно	прозрачный / янтарный, скругленное дно	прозрачный, скругленное дно	прозрачный / янтарный, скругленное дно

Магнитная винтовая крышка N 18, серебряная, центр. отверстие (100/ПЭ мешок)		Биметаллическая обжимная крышка N 20, голубая/ серебряная, центр. отверстие (100/ПЭ мешок)	
702055 	Белый силикон / синий ПТФЭ, 1.5 мм	702834 	Голубой прозрачный силикон / Бесцветный ПТФЭ, 3 мм
702110	Сменная прокладка	702780	Сменная прокладка
702827 	Голубой прозрачный силикон / Белый ПТФЭ, 1.5 мм	Магнитная обжимная крышка N 20, серебряная, центр. отверстие 8 мм (100/ПЭ мешок)	
702981	Сменная прокладка	702929 	Голубой прозрачный силикон / Бесцветный ПТФЭ, 3 мм
702072 	Красная резина / Бесцветный ТЭФ, 1.5 мм	702780	Сменная прокладка
702136 	Белый силикон / Синий ПТФЭ, с щелью, 1.5 мм	Пробка для промывочной бутылки 702924	
		70267 	Только ПЭ крышка
		702144 	Прокладка N 19 для 70267, Голубой прозрачный силикон / Белый ПТФЭ, 1.3 мм

Контейнер для виал с обжимным горлом N 20 и виал с винтовым горлом N 18 (упаковка из 1 шт)		
702516	Синий контейнер на 25 ячеек, для виал с винтовым горлом N 18 и виал с обжимным горлом N 20, объемом 10мл и 20мл и размером 130 x 130 x 80 мм, кодированный, с прозрачной крышкой (пригоден для морозильников)	



Каширское ш. 9/3
115230 Москва
Россия / Russia
tel.: +7-495-728-4192 / fax.: +7-495-742-8341
www.chimmed.ru / chrom@chimmed.ru / www.facebook.com/chimmed.ru

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Germany

DE / International:

Tel.: +49 24 21 969-0
Fax: +49 24 21 969-199
E-mail: info@mn-net.com

CH:

Tel.: +41 62 388 55 00
Fax: +41 62 388 55 05
E-mail: sales-ch@mn-net.com

FR:

Tel.: +33 388 68 22 68
Fax: +33 388 51 76 88
E-mail: sales-fr@mn-net.com

US:

Tel.: +1 484 821 0984
Fax: +1 484 821 1272
E-mail: sales-us@mn-net.com

