


MACHEREY-NAGEL



Умная работа
лаборатории...

Chromatography



...с виалами и крышками от MACHEREY-NAGEL

- Высококачественная продукция для надежного анализа
- Умная экономия по отобраным продуктам
- Виалы и крышки для ВЭЖХ и ионной хроматографии






MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



Стеклянные и пластиковые вials N 9 и N 11, вставки и крышки

	Screw neck vial N 9	Screw neck vial N 9	Screw closure N 9	Screw closure N 9	Screw closure N 9
	702283 1.5 mL 11.6 x 32 mm clear, label + scale	702284 1.5 mL 11.6 x 32 mm amber, label + scale	702027 N 9 PP bonded screw cap, blue, Silicone beige / PTFE white, slit	702288.1 N 9 PP screw cap, blue, Silicone white / PTFE blue, slit	702287.1 N 9 PP screw cap, blue, Silicone white / PTFE red
	503.75 руб. за уп.	554.13 руб. за уп.	1,460.88 руб. за уп.	1,007.50 руб. за уп.	755.63 руб. за уп.
	Snap ring vial N 11	Snap ring vial N 11	Snap ring closure N 11	Snap ring closure N 11	Snap ring closure N 11
	702713 1.5 mL 11.6 x 32 mm clear, label + scale	702712 1.5 mL 11.6 x 32 mm amber, label + scale	702064 N 11 PE snap ring cap, transparent, Silicone white / PTFE blue, cross-slit	702710 N 11 PE snap ring cap, transparent, Silicone white / PTFE red	702731 N 11 PE snap ring cap, transparent, Red Rubber / FEP colorless
	503.75 руб. за уп.	533.98 руб. за уп.	1,057.88 руб. за уп.	755.63 P pk.	554.13 P pk.
	Insert for a.m. vials	Insert for a.m. vials	Insert for a.m. vials	Micro-vial N 9	Micro-vial N 11
	702818 0.1 mL 5.7 x 29 mm with plastic spring	702813 0.2 mL 6 x 31 mm 15 mm tip	702825 0.3 mL 6 x 31 mm flat bottom	702135 PP screw neck vial with integrated 0.2 mL glass insert	702134 PP snap ring vial with integrated 0.2 mL glass insert
	2,004.93 руб. за уп.	705.25 руб. за уп.	574.28 руб. за уп.	2,015.00 руб. за уп.	1,914.25 руб. за уп.
	PP screw neck vial N 9	PP screw neck vial N 9	PP screw neck vial N 9	PP snap ring vial N 11	PP snap ring vial N 11
	702500 1.5 mL 11.6 x 32 mm transparent, filling lines	702009 0.3 mL 11.6 x 32 mm transparent, inner cone	702010 0.7 mL 11.6 x 32 mm transparent, round bottom insert	702809 0.3 mL 11.6 x 32 mm transparent, inner cone	702174 0.7 mL 11.6 x 32 mm transparent, round bottom insert
	957.13 руб. за уп.	644.80 руб. за уп.	705.25 руб. за уп.	634.73 руб. за уп.	695.18 руб. за уп.

Вся указанная выше продукция в упаковках по 100 шт.

Аксессуары

Подставка под вials

702502

50 position PP vial rack blue for all vials
11.6 x 32 mm with flat bottom
Dimensions: 190 x 100 x 22 mm, stackable

544.05 руб. за шт.



Контейнер под вials

702514

81 position container blue for screw neck vials N 9 and snap ring vials N 11,
130 x 130 x 45 mm, coded,
with transparent lid (suitable for freezers)

342.55 руб. за шт.



Акция действует на заказы, размещенные с 10 мая по 10 августа 2017 г.
Цены указаны с учетом НДС и доставки по Москве.



Каширское ш. 9/3
115230 Москва
Россия / Russia
tel.: +7-495-728-4192
fax.: +7-495-742-8341
www.chimmed.ru
chrom@chimmed.ru

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Germany

DE / International:

Tel.: +49 24 21 969-0

Fax: +49 24 21 969-199

E-mail: info@mn-net.com

CH:

Tel.: +41 62 388 55 00

Fax: +41 62 388 55 05

E-mail: sales-ch@mn-net.com

FR:

Tel.: +33 388 68 22 68

Fax: +33 388 51 76 88

E-mail: sales-fr@mn-net.com

US:

Tel.: +1 484 821 0984

Fax: +1 484 821 1272

E-mail: sales-us@mn-net.com

