

MACHEREY-NAGEL

CHROMABOND® QuEChERS

Хроматография



Удобные решения для анализа остаточных пестицидов

- Проверенный CHROMABOND® Diamino (PSA)
- Добавленный в смеси QuEChERS



MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



Спрашивайте
специальную
скидку!
%

Информация для заказа

Экстракционные смеси

- 15 мл виалы для центрифуги с винтовой крышкой

Метод	Номер смеси No.	Состав смеси	Объем	Количество	REF
EN 15662	Mix I	4 g MgSO ₄ , 1 g NaCl, 0.5 g Na ₂ H citrate · 1.5 H ₂ O, 1 g Na ₃ citrate · 2 H ₂ O	15 мл	50	730970
AOAC 2007.01	Mix II	6 g MgSO ₄ , 1.5 g NaOAc	15 мл	50	730971
Original	Mix XII	4 g MgSO ₄ , 1 g NaCl	15 мл	50	730648

Смеси для очистки

- 15 мл виалы для центрифуги с винтовой крышкой
- 2 мл виалы для центрифуги с колпачком

Метод	Номер смеси No.	Состав смеси	Объем	Количество	REF
EN 15662	Mix III	0.90 g MgSO ₄ , 0.15 g CHROMABOND® Diamino	15 мл	50	730972
EN 15662	Mix IV	0.90 g MgSO ₄ , 0.15 g CHROMABOND® Diamino, 15 mg CHROMABOND® Carbon	15 мл	50	730973
EN 15662	Mix V	0.90 g MgSO ₄ , 0.15 g CHROMABOND® Diamino, 45 mg CHROMABOND® Carbon	15 мл	50	730975
EN 15662	Mix VI	0.90 g MgSO ₄ , 0.15 g CHROMABOND® Diamino, 150 mg CHROMABOND® C ₁₈ ec	15 мл	50	730974
AOAC 2007.01	Mix XVII	0.15 g MgSO ₄ , 50 mg CHROMABOND® Diamino, 50 mg CHROMABOND® Carbon	2 мл	50	730996.2
AOAC 2007.01	Mix XIX	0.15 g MgSO ₄ , 50 mg CHROMABOND® Diamino, 50 mg CHROMABOND® C ₁₈ ec	15 мл	50	730657
AOAC 2007.01	Mix XX	1.20 g MgSO ₄ , 0.40 g CHROMABOND® Diamino	15 мл	50	730658



Каширское ш. 9/3
115230 Москва
Россия / Russia
tel.: +7-495-728-4192 / fax.: +7-495-742-8341
www.chimmed.ru / chrom@chimmed.ru
www.facebook.com/chimmed.ru/



www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Germany

DE / International:

Tel.: +49 24 21 969-0

Fax: +49 24 21 969-199

E-mail: info@mn-net.com

CH:

Tel.: +41 62 388 55 00

Fax: +41 62 388 55 05

E-mail: sales-ch@mn-net.com

FR:

Tel.: +33 388 68 22 68

Fax: +33 388 51 76 88

E-mail: sales-fr@mn-net.com

US:

Tel.: +1 484 821 0984

Fax: +1 484 821 1272

E-mail: sales-us@mn-net.com

