


MACHEREY-NAGEL

ВЭЖХ колонки NUCLEODUR®

Обновление 2019

в продолжение большого успеха
прошлогодней кампании

Хроматография



Хроматография движет нами

- NUCLEODUR® C₁₈ Gravity
- NUCLEODUR® C₁₈ Gravity-SB
- NUCLEODUR® π²



MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



Since 1911

ВЭЖХ колонки NUCLEODUR®

- Колонки изготовлены на основе силикагеля высочайшей чистоты
- Доступны различные размеры частиц, например, 1.8 мкм (UHPLC), 3 мкм, 5 мкм и больше
- По запросу доступны колонки с иной геометрией и размерами частиц

NUCLEODUR® C₁₈ Gravity

- Колонки изготовлены на основе силикагеля высочайшей чистоты
- Доступны различные размеры частиц, например, 1.8 мкм (UHPLC), 3 мкм, 5 мкм и больше
- По запросу доступны колонки с иной геометрией и размерами частиц

| Внутренний диаметр | 100 мм | 150 мм | 250 мм | Предколонка |
|---|-----------|-----------|-----------|-------------|
| NUCLEODUR® C ₁₈ Gravity, 5 мкм | REF | REF | REF | REF |
| 2 мм ID | 760104.20 | 760103.20 | 760101.20 | 761903.20 |
| 3 мм ID | 760104.30 | 760103.30 | 760101.30 | 761903.30 |
| 4 мм ID | 760104.40 | 760103.40 | 760101.40 | 761903.30 |
| 4.6 мм ID | 760104.46 | 760103.46 | 760101.46 | 761903.30 |

NUCLEODUR® C₁₈ Gravity-SB

- Гидрофобная фаза C₁₈ с высокой чувствительностью – лучшее удерживание компонентов с малым временем удерживания.
- Отличная эффективность в водных подвижных фазах
- Пригодно для ВЭЖХ/МС (LC/MS) благодаря «низкому сочению» (low bleeding)

| Внутренний диаметр | 100 мм | 150 мм | 250 мм | Предколонка |
|--|-----------|-----------|-----------|-------------|
| NUCLEODUR® C ₁₈ Gravity-SB, 5 мкм | REF | REF | REF | REF |
| 2 мм ID | 760616.20 | 760618.20 | 760619.20 | 761992.20 |
| 3 мм ID | 760616.30 | 760618.30 | 760619.30 | 761992.30 |
| 4 мм ID | 760616.40 | 760618.40 | 760619.40 | 761992.30 |
| 4.6 мм ID | 760616.46 | 760618.46 | 760619.46 | 761992.30 |

NUCLEODUR® π²

- 2 механизма взаимодействия: π-π взаимодействия и гидрофобные взаимодействия
- Лучше удерживает ароматические и ненасыщенные соединения (USP L11)
- Превосходная эффективность при использовании 100 % водной фазы.

| Внутренний диаметр | 100 мм | 150 мм | 250 мм | Предколонка |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| NUCLEODUR® π ² , 5 мкм | REF | REF | REF | REF |
| 2 мм ID | 760622.20 | 760624.20 | 760625.20 | 761810.20 |
| 3 мм ID | 760622.30 | 760624.30 | 760625.30 | 761810.30 |
| 4 мм ID | 760622.40 | 760624.40 | 760625.40 | 761810.30 |
| 4.6 мм ID | 760622.46 | 760624.46 | 760625.46 | 761810.30 |

Основная информация

Элюент в колонке: Ацетонитрил-Вода

Фасовка: Колонка – 1 шт. в упаковке; предколонка – 3 шт. в упаковке



Каширское ш. 9/3
115230 Москва
Россия / Russia
tel.: +7-495-728-4192 / fax.: +7-495-742-8341
www.chimmed.ru / chrom@chimmed.ru
www.facebook.com/chimmed.ru/



Система защиты колонок
Все предколонки требуют Систему Защиты Колонок держатель предколонок REF 718966.

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Germany

DE / International:

Tel.: +49 24 21 969-0

Fax: +49 24 21 969-199

E-mail: info@mn-net.com

CH:

Tel.: +41 62 388 55 00

Fax: +41 62 388 55 05

E-mail: sales-ch@mn-net.com

FR:

Tel.: +33 388 68 22 68

Fax: +33 388 51 76 88


E-mail: sales-fr@mn-net.com

US:

Tel.: +1 484 821 0984

Fax: +1 484 821 1272

E-mail: sales-us@mn-net.com



Спрашивайте
специальную
скидку!
%

