




gibco
by Thermo Fisher Scientific



Питательные среды для культур клеток и реактивы для цитогенетики Gibco (Thermo Fisher Scientific)

- Оптимизированы и квалифицированы для цитогенетики
- Позволяют обеспечить высокий митотический индекс и отличную морфологию хромосом
- Готовые к использованию продукты
- Полностью дополнены сывороткой, гентамицином и L-глутамином
- Хранение в замороженном или охлажденном виде

Питательная среда для клеток костного мозга **MarrowMAX (Bone Marrow Medium)** — улучшенная, обеспечивает более четкую морфологию и более высокие показатели пригодных для анализа клеток.

Питательная среда **AmnioMAX** — «золотой стандарт» в культивировании амниоцитов с получением результатов на день раньше; для диагностических исследований образцов амниотической жидкости человека и биопсии ворсин хориона *in vitro*; позволяет сократить общее время цикла диагностики; повышает рост колоний до максимума, сохраняя пригодность полученных колоний для цитогенетического анализа.

Полная среда **AmnioMAX-II Complete Medium** — рецептура второго поколения, еще более усовершенствованная для адгезии клеток и повышения стабильности pH.

Растворы KaryoMAX Colcemid Solutions — прошедшие функциональные испытания блокаторы, задерживающие клетки в метафазе, подготовленные в сбалансированном солевом растворе Хэнкса (HBSS) или физиологическом растворе с фосфатным буфером (PBS).

Раствор красителя Гимза KaryoMAX Giemsa оптимизирован для единообразного определения исчерченности хромосом красителем Гимза (G-banding).

Информация для заказа

Продукт	Фасовка	Кат. номер
Среда питательная для клеток костного мозга MarrowMAX Bone Marrow Medium	100 мл	12260-014
Среда AmnioMax II Complete, с L-глутамином и гентамицином	100 мл	11269-016
Среда полная AmnioMAX C-100 Complete Medium (набор содержит базальную среду 90 мл и добавку с гентамицином, 15 мл)	1 набор	12558-011
Среда базальная AmnioMAX C-100 Basal Medium, жидкая	90 мл	17001-082
	450 мл	17001-074
Добавка AmnioMAX C-100 Supplement, жидкая	15 мл	12556-015
	75 мл	12556-023
Среда для карiotипирования PB-MAX (1x), жидкая (содержит гентамицин)	100 мл	12557-013
	500 мл	12557-021
Раствор KaryoMAX Colcemid Solution, жидкий (10 мкг/мл), в HBSS	10 мл	15210-040
Раствор KaryoMAX Colcemid Solution, жидкий (10 мкг/мл), в PBS	10 мл	15212-012
Базовый раствор красителя Гимза KaryoMAX Giemsa Stain Stock Solution	100 мл	10092-013
Антимикотик Fungizone® Antimycotic для предотвращения контаминации клеточных культур дрожжами и многоклеточными грибами	20 мл	15290-018
Фитогемаглютинин М (ФГА), жидкий	10 мл	10576-015

Сопутствующие реактивы и расходные материалы

Продукт	Фасовка	Каталожный номер
Сыворотка эмбриональная бычья (FBS), Южная Америка, одобренная ЕС	100 мл	10270-098
	500 мл	10270-106
Среда RPMI-1640 Medium	100 мл	21875-042
	500 мл	21875-034
Пробирки центрифужные пластик, 50 mL, PP, Plug Seal, стерильные, штатив (пластик), Corning	25 шт./упак.	430290-25-500/20
	500 шт./коробка	430290
Пробирки с крышкой Centrifuge Tube, 50 mL, PP, Plug Seal, Sterile, Bulk., Corning	25 шт./упак.	430291-25-500/20
	500 шт./коробка	
Пробирки с крышкой Centrifuge Tube, 15 mL, CentriStar™, PP, стерильные, Rack, Corning	50 шт./упак.	430790-50-500/10
	500 шт./коробка	430790
Центрифужная пробирка, 15 мл, CentriStar™, PP, стерильные, Bulk, Corning	25 шт./упак.	430791-25-500/20
	500 шт./коробка	430791
Флакон культуральный вентилируемый TC Flask, 75 cm ² , Canted Neck, Anti-Tip, Vent, стерильные, Corning	5 шт./упак.	430641-5-100/20
	100 шт./коробка	430641
Флакон TC Flask, 25 cm ² , Canted Neck, Anti-Tip, Vent, стерильные, Corning	20 шт./упак.	430639
	200 шт./коробка	430639
Пипетка Stripettes®, Individual, 10 mL, Paper/Plastic Wrap, Corning	50 шт./упак.	4488-50-200/4
	200 шт./коробка	4488
Пипетка Stripettes®, Individual, 5 mL, Paper/Plastic Wrap, Corning	50 шт./упак.	4487-50-200/4
	200 шт./коробка	4487
Пипетка пластиковая Stripettes®, Individual, 25 mL, Plastic Wrap, Corning	50 шт./упак.	4251-50-200/4
	200 шт./коробка	4251
Стекла предметные 75*25*1 мм SuperFrostPlus (Menzel)	72 шт.	J1800AMNZ
Покровные стекла для микроскопа 18*18 мм /Menzel/(BB018018A1)	1000 шт./упак.	630-1842



Thermo Fisher
SCIENTIFIC



ХИММЕД – официальный дилер Thermo Fisher Scientific в России

Москва, 115230, Каширское шоссе, д. 9, корп. 3. Тел.: +7 (495) 728 4192, e-mail: bio@chimmed.ru
 Санкт-Петербург, 195248, просп. Энергетиков, д. 19, оф. 314. Тел.: +7 (812) 605 0061, e-mail: spb@chimmed.ru
 Казань, 420081, ул. Седова, д. 22. Тел.: +7 (843) 273 6761, 272 9786, e-mail: kazan@chimmed.ru
 Новосибирск, 630090, просп. Академика Лаврентьева, 6/1. Тел.: +7 (383) 335 6108, e-mail: sibir@chimmed.ru

www.chimmed.ru