

MACHEREY-NAGEL

NUCLEOSIL®

Колонки для ВЭЖХ



**Обновление 2019**

в продолжение большого успеха  
прошлогодней кампании



Высокоэффективная жидкостная хроматография

- Производитель колонок для ВЭЖХ  
MACHEREY-NAGEL
- Высочайшее качество в ВЭЖХ уже  
более чем 40 лет



**MACHEREY-NAGEL**

[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)



*Since 1911*

Хроматография


# Фазы NUCLEOSIL® для ВЭЖХ

## NUCLEOSIL®

- Один из первых сорбентов для ВЭЖХ со сферической формой частиц
- Представлены модификации с разнообразными диаметрами частиц и пор
- Производится эксклюзивно MACHEREY-NAGEL в Германии

## NUCLEOSIL® C<sub>18</sub> – стандартная фаза октадецил

- Силикагель, модифицированный Октадецильными группами для ВЭЖХ
- Неполярная, эндкапированная фаза предназначенная для обращено-фазной хроматографии
- Стандартный размер пор 100 Å; стандартный размер частиц 5 мкм (другие по запросу)



Внутренний диаметр колонки	150 мм	250 мм	Предколонка
NUCLEOSIL® 100-5 C <sub>18</sub>	REF	REF	REF
2 мм ID	720120.20	720014.20	721074.20
3 мм ID	720120.30	720014.30	721074.30
4 мм ID	720120.40	720014.40	721074.30
4.6 мм ID	720120.46	720014.46	721074.30

Спрашивайте специальную скидку! %

## Выбор колонок NUCLEOSIL® с различной полярностью

Внутренний диаметр колонки				250 мм	Предколонка
	Размер пор [Å]	Размер частиц [мкм]	Внутренний диаметр колонки [мм]	REF	REF
NUCLEOSIL® 100-5	100	5	4.6	720099.46	721518.30
NUCLEOSIL® 100-5 C <sub>8</sub> ec	100	5	4.6	720165.46	721096.30
NUCLEOSIL® 100-5 CN RP	100	5	4.6	720205.46	721039.30
NUCLEOSIL® 100-5 NH <sub>2</sub> RP	100	5	4.6	720095.46RP	721155.30
NUCLEOSIL® 100-5 SA	100	5	4.6	720097.46	721024.30

## Основная информация

### Подвижная фаза для колонок

- NUCLEOSIL® 100-5: н-гептан
- NUCLEOSIL® 100-5 SA: 0.15 М (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, pH 5
- Все прочие колонки: ацетонитрил - вода


### Комплектация поставки

- Колонка: 1 шт. в упаковке
- Предколонка: 3 шт. в упаковке

Более подробную информацию о сорбенте NUCLEOSIL®, колонках других геометрических размеров и с другими размерами частиц вы можете найти на сайте [www.mn-net.com](http://www.mn-net.com) или получить по запросу в нашей компании.



Система защиты колонок  
Все предколонки требуют Защитную Систему  
Колонок держатель предколонок REF 718966.



Посетите нашу базу данных с более чем 3000 бесплатных приложений для хроматографии Для решения Ваших задач



Каширское ш. 9/3  
115230 Москва  
Россия / Russia  
tel.: +7-495-728-4192 / fax.: +7-495-742-8341  
[www.chimmed.ru](http://www.chimmed.ru) / [chrom@chimmed.ru](mailto:chrom@chimmed.ru)  
[www.facebook.com/chimmed.ru/](https://www.facebook.com/chimmed.ru/)

[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

**MACHEREY-NAGEL**



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6–8 · 52355 Düren · Germany

DE / International:

Tel.: +49 24 21 969-0

Fax: +49 24 21 969-199

E-mail: [info@mn-net.com](mailto:info@mn-net.com)

CH:

Tel.: +41 62 388 55 00

Fax: +41 62 388 55 05

E-mail: [sales-ch@mn-net.com](mailto:sales-ch@mn-net.com)

FR:

Tel.: +33 388 68 22 68

Fax: +33 388 51 76 88

E-mail: [sales-fr@mn-net.com](mailto:sales-fr@mn-net.com)

US:

Tel.: +1 484 821 0984

Fax: +1 484 821 1272

E-mail: [sales-us@mn-net.com](mailto:sales-us@mn-net.com)

