


MACHEREY-NAGEL

# Тонкослойная хроматография

**Обновление 2019**

в продолжение большого успеха  
прошлогодней кампании



Современные продукты для ТСХ

- Качество
- Эффективность
- Селективность



**MACHEREY-NAGEL**

[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)



*Since 1911*

Хроматография

# Тонкослойная хроматография

## Что такое ТСХ (Тонкослойная хроматография)?

Это быстрый, простой и экономичный способ разделения микстур с использованием плоских пластин или листов из стекла, алюминия или полиэфира, покрытых силикагелем или иным сорбентом.

## Для чего используется?

Стандартный метод анализа в фармацевтике, пищевой промышленности, анализе природных соединений или органическом синтезе для контроля идентификации, выхода продукта и композитного состава субстанций и продуктов.

## Почему стоит покупать продукцию ТСХ от MACHEREY-NAGEL?

- Один из ведущих производителей продукции для ТСХ в мире.
- Готовые к использованию пластины с предварительно нанесенным покрытием.
- Широкий диапазон размеров пластин, покрытий и подложек.
- Неизменно высокое качество каждой пластины и каждой партии

## Часто заказываемые пластины

Пластины с ТСХ с покрытием Silica (SIL G) с УФ-индикатором (254 nm)			
Размеры	Стекло	Алюминий	Полиэфир
20 x 20 cm (25 шт.)	REF 809023	REF 818333	REF 805023
10 x 20 cm (50 шт.)	REF 809022		
5 x 10 cm (50 шт.)	REF 809027	REF 818360	
4 x 8 cm (50 шт.)		REF 818331	REF 805021

Аксессуары: ТСХ-камеры	
20 x 20 cm	REF 814019
10 x 10 cm	REF 814018

## Ключевые особенности

### Подложки:

#### Стекло

Прочные, прозрачные, термостойкие и химически стойкие

#### Алюминиевые пластины

Простые в обращении, термостойкие, легкие и гибкие

#### Пластины из полиэфира

Простые в обращении, прозрачные, легкие и гибкие

- Материалы для покрытия: силикагель, модифицированный силикагель, оксид алюминия (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), целлюлоза, и другие.
- Большой выбор размеров пластин (от 20 x 20 до 2.5 x 7.5 см)
- Пластины для качественного и количественного анализа
- Специальные продукты: зоны концентрации, пластины с каналами, хиральные пластины и др.

Продукция MACHEREY-NAGEL для тонкослойной хроматографии является альтернативой аналогичной продукции MERCK или (прекращено) Whatman®.



Каширское ш. 9/3  
115230 Москва  
Россия / Russia  
tel.: +7-495-728-4192 / fax.: +7-495-742-8341  
www.chimmed.ru / chrom@chimmed.ru  
www.facebook.com/chimmed.ru/



www.mn-net.com

# MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Germany

DE / International:

Tel.: +49 24 21 969-0

Fax: +49 24 21 969-199

E-mail: info@mn-net.com

CH:

Tel.: +41 62 388 55 00

Fax: +41 62 388 55 05

E-mail: sales-ch@mn-net.com

FR:

Tel.: +33 388 68 22 68

Fax: +33 388 51 76 88

E-mail: sales-fr@mn-net.com

US:

Tel.: +1 484 821 0984

Fax: +1 484 821 1272

E-mail: sales-us@mn-net.com

