

MACHEREY-NAGEL



Быстрое достижение
результатов анализа...

Обновление 2019
в продолжение большого успеха
прошлогодней кампании



...с виалами и крышками от MACHEREY-NAGEL

- Непревзойдённые цены на выделенные продукты для ГХ и

Chromatography

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com







Продукты для ГХ и Headspace / ТФМЭ

Стеклянные виалы N 9 и N 11, вставки и крышки

		ЗАВИНЧИВАЮЩИЕСЯ				
		Виалы N9	Виалы N 9	Вставки	Крышки N 9	Крышки N 9
		702283	702284	702818*	702287.1	702732
		1.5 мл 11.6 x 32 mm прозрачное стекло, этикетка, шкала	1.5 мл 11.6 x 32 mm тёмное стекло, эти- кетка, шкала	0.1 мл 5.7 x 29 mm с пластиковой пружинной	N 9 ПП, синие Белый силикон / красный PTFE	N 9 ПП, синие Красная резина / FEP
		*подходит для обжимных виал				
		ОБЖИМНЫЕ				
		Виалы N 11	Виалы N 11	Вставки	Крышки N 11	Крышки N 11
		702885	702892	702813	70288	70256
		1.5 мл 11.6 x 32 mm прозрачное стекло, этикетка, шкала	1.5 мл 11.6 x 32 mm тёмное стекло, эти- кетка, шкала	0.2 мл 6 x 31 mm кончик-15мм	N 11 Al, серебрянные Белый силикон / красный PTFE	N 11 Al, серебрянные, Резина/красно-оранжевый бутил/TEF

Стеклянные виалы N 18 и N 20 и крышки

		ЗАВИНЧИВАЮЩИЕСЯ				
		Виалы N 18	Виалы N 18	Крышки N 18	Крышки N 18	Контейнер для виалами
		702826	702866	702827	702055	702516
		20 мл 22.5 x 75.5 mm прозрачное стекло, закруглённое донышко	10 мл 22.5 x 46 mm прозрачное стекло, закруглённое донышко	N 18 Магнитные, серебрянные голубой силикон / белый PTFE	N 18 Магнитные, серебрянные Белый силикон / синий PTFE	синий 130x130x80 мм с крышкой (подходит для морозильников) 25-позиционный для 10 мл и 20 мл виал с завинчивающимися крышками N18 и обжимными N 20
						
		702263	70254	702929	702834	702094
		20 мл 22.5 x 75.5 mm прозрачное стекло, закруглённое донышко, плоская обжимная горловина (CTC Combi PAL)	20 мл 23 x 75.5 mm прозрачное стекло, закруглённое донышко, скошенный HS верх (Perkin Elmer)	N 20 Магнитные, серебрянные голубой силикон / безцветный PTFE	N 20 bi-металлические, синий / серебрянный голубой силикон / безцветный PTFE	N 20 алюминиевые Белый силикон / бежевый PTFE
						

Все продукты представлены в фасовке 1 упаковка=100 штук.

Аксессуары

Инструменты для обжимных крышек		Штатив для виал
N 11	N 20	190 x 100 x 22 мм
735111 / 735911 кримпер / декаппер 11 мм	735120 / 735920 кримпер / декаппер 20 мм	702502 ПП, синий, 50 позиционный для 11,6 x 32 мм виал с плоским дном, складной



Каширское ш. 9/3
115230 Москва
Россия / Russia
tel.: +7-495-728-4192
fax.: +7-495-742-8341
www.chimmed.ru
chrom@chimmed.ru

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Germany

DE / International:

Tel.: +49 24 21 969-0

Fax: +49 24 21 969-199

E-mail: info@mn-net.com

CH:

Tel.: +41 62 388 55 00

Fax: +41 62 388 55 05

E-mail: sales-ch@mn-net.com

FR:

Tel.: +33 388 68 22 68

Fax: +33 388 51 76 88

E-mail: sales-fr@mn-net.com

US:

Tel.: +1 484 821 0984

Fax: +1 484 821 1272

E-mail: sales-us@mn-net.com

